

[illegible]

		РЕЙСЕР УЛИСЕС™					РЕЙСЕР ОМБРЕЛО™				РЕЙСЕР УРСУС™ РЕЙСЕР УРСУС ХОУМ™ РЕЙСЕР УРСУС АКТИВ™			РЕЙСЕР НОВА™ РЕЙСЕР НОВА ЕВО™ РЕЙСЕР НОВА ХОУМ™			РЕЙСЕР™ РЕЙСЕР+™ РЕЙСЕР ХОУМ™				ЗЕБРА ИНВЕНТО™ ДАЛМАТИНЧИК ИНВЕНТО™			СЛОНЕНОК™			КИДО™ КИДО ХОУМ™					ДЖОРДИ™ ДЖОРДИ ХОУМ™					
	ROZ.	1	1a	2	2a	3	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
FP-14	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11	11	12	12	12	12	12	✓	✓	✓			
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	11	11	11	12	12	12	12	12	✓	✓	✓	✓	
	L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	11	11	11	12	12	12	12	12	4	4	4	4	
FP-15	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11	11	12	12	12	12	12	✓	✓	✓	✓		
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	11	11	11	12	12	12	12	12	✓	✓	✓	✓	
	L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	11	11	11	12	12	12	12	12	4	4	4	4	
FP-20	S	7	7	7	7	7	7	7	7	7	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11	11	✗	✗	✗	13	13	13	13	13	7	7	7	7
	M	7	7	7	7	7	7	7	7	7	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	13	13	13	13	13	7	7	7	7	
	L	7	7	7	7	7	7	7	7	7	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	13	13	13	13	13	7	7	7	7	
FP-21	S	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	9	✗	✗		
	M	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	9	✗	✗		
	L	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	9	✗		
FP-22	XS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	S	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	M	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	L	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	XL	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
FP-30	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	L	✓	✓	✓	✓	15	✓	✓	✓	15	✓	✓	✓	✓	✓	15	✓	✓	✓	15	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Пояснение:	
✓	Возможна установка выбранного продукта FlexPoint® без необходимости приобретения дополнительных монтажных элементов.
✓	Можно смонтировать выбранный продукт FlexPoint® без необходимости приобретения дополнительных монтажных элементов, но это не рекомендуется из-за несовпадения размеров.
1	Можно условно установить выбранный продукт FlexPoint® (см. Список ниже).
1	Выбранный продукт FlexPoint® можно установить условно (см. Список ниже), но это не рекомендуется из-за несовпадения размеров.
✗	Выбранный продукт FlexPoint® не может быть установлен.

1	Для установки продуктов необходимо дополнительно приобрести крепежные элементы FP-EM-7/P (если у нас есть жилеты с вытяжкой спереди от пользователя P) или FP-EM-7/T (если у нас есть жилеты с вытяжкой назад от опекуна T) . Элементы в комплекте по два - нужно приобрести 1 комплект . Крепим нижние лямки жилета в обозначенном месте на раме коляски.
2	Для установки изделия необходимо дополнительно приобрести крепежные элементы. Поскольку изделие можно установить несколькими способами, необходимо приобрести выбранный набор крепежных элементов (1) FP-EM-1 или (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 . Необходимо приобрести 2 штуки выбранного набора крепежных элементов.
3	Для изделия FP-05 с монтажным треугольником: Для установки изделия необходимо дополнительно приобрести монтажные элементы. Поскольку изделие можно установить несколькими способами, необходимо приобрести выбранный набор крепежных элементов (1) FP-EM-1 или (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 . Вам необходимо приобрести 2 штуки выбранного набора крепежных элементов. для изделия FP-05 с пряжками, застегивающимися по окружности: Если у нас ремень FP-05 застегивается по окружности пряжками, нам не нужны дополнительные монтажные элементы.
4	Для установки ремней используйте дополнительные монтажные элементы (1) FP-EM-1 или (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 – тогда вам необходимо приобрести 2 штуки выбранного набора монтажных элементов
5	Ремни состоят из ОСНОВНЫХ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕМНЕЙ . СБОРКА ОСНОВНЫХ РЕМНЕЙ: Ремни можно установить несколькими способами. Возможна установка ОСНОВНЫХ РЕМНЕЙ без использования дополнительных монтажных элементов, тогда используем отведенное место у рамы коляски. СБОРКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕМНЕЙ: Для установки ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕМНЕЙ необходимо дополнительно приобрести крепежные элементы. Поскольку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕМНИ могут быть установлены несколькими способами, необходимо приобрести выбранный набор монтажных элементов (1) FP-EM-1 или (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 . Вам необходимо приобрести 2 штуки выбранного набора крепежных элементов.

	Ремни состоят из ОСНОВНЫХ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕМНЕЙ . СБОРКА ОСНОВНЫХ РЕМНЕЙ: Для установки ОСНОВНЫХ РЕМНЕЙ используйте дополнительные монтажные элементы (1) FP-EM-1 или (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 – тогда вам необходимо приобрести 2 штуки выбранного набора монтажных элементов.
6	СБОРКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕМНЕЙ: Для установки ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕМНЕЙ необходимо дополнительно приобрести крепежные элементы. Поскольку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕМНИ могут быть установлены несколькими способами, необходимо приобрести выбранный набор монтажных элементов (1) FP-EM-1 или (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 . Вам необходимо приобрести 2 штуки выбранного набора крепежных элементов.
7	Для установки изделия необходимо дополнительно приобрести крепежные элементы. Поскольку изделие можно установить несколькими способами, необходимо приобрести выбранный набор крепежных элементов (1) FP-EM-1 или (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 . Вам необходимо приобрести 2 штуки выбранного набора крепежных элементов – это касается передней части бедра отводящих ремней. Задняя часть ремней для отведения бедра монтируется в специально отведенном месте возле рамы коляски.
8	Могут быть установлены только грудные ремни FP-05 с пряжками, застегивающиеся по окружности. Никаких дополнительных монтажных элементов нам не нужно. Установка ремня с монтажными треугольниками невозможен!
9	В случае сиденья ДЖОРДИ™ можно установить ремни FP-21 как в узкой (FP-21 / W), так и в широкой (FP-21 / S) версиях, при условии, что сиденье не оборудовано подставкой для ног. В случае сиденья с подставкой для ног и в случае коляски ДЖОРДИ ХОУМ™ (которая в стандартной комплектации оснащена подставкой для ног) рекомендуется приобрести узкую версию ремня.
10	Для установки жилета необходимо приобрести женскую пряжку (монтажный элемент FP-EM-8) и закрепить ее на жилете в соответствии с инструкцией по сборке. ВНИМАНИЕ! Устанавливать жилет можно только с затяжкой со стороны опекуна T . После установки жилета полностью теряем стягивающую функцию! Невозможно установить жилет с затяжкой со стороны пользователя P .
11	Ремни следует установить винтом (FP-EM-6) в отведенном месте. Вам необходимо приобрести 2 штуки элемента FP-EM-6 .
12	Ремни следует установить в специально отведенном месте с помощью монтажного элемента: - КИДО™ Размер 1, 2, 3 – FP-EM-4-M6x16 - КИДО™ Размер 4, 5 – FP-EM-4-M6x20 Вам необходимо приобрести 2 штуки .
13	Ремни следует установить в специально отведенном месте с помощью монтажного элемента: - КИДО™ Размер 1, 2, 3 – FP-EM-4-M6x16 - КИДО™ Размер 4, 5 – FP-EM-4-M6x20 Нужно приобрести 4 штуки .
14	Стабилизаторы голеностопного сустава можно заказать только в колясках КИДО ХОУМ™ и ДЖОРДИ ХОУМ™ , а также в сиденьях КИДО™ и ДЖОРДИ™ , оснащенных подножками (в случае ДЖОРДИ™ – JRI_619 , в случае КИДО™ – KDO_616 или KDO_618). Размер стабилизаторов голеностопного сустава (FP-22) следует выбирать в соответствии с таблицей измерений на сайте flex-point.pl/ru/ , исходя из измерения окружности ноги выше щиколотки.
15	Рекомендуется использование универсального удлинителя ремня (FP-A-1).
16	Размер стабилизаторов голеностопного сустава (FP-22) следует выбирать в соответствии с таблицей измерений на сайте flex-point.pl/ru/ , исходя из измерения окружности ноги выше щиколотки.

Внимание! Размеры, указанные в списке, являются рекомендуемыми!

Перед покупкой ремней **FlexPoint®** внимательно ознакомьтесь с таблицами размеров на веб-сайте flex-point.pl/ru/ и выберите подходящий размер продуктов **FlexPoint®** для пользователя.

Внимание! Подробную информацию об установке продуктов **FlexPoint®** можно найти в Инструкциях по сборке **FlexPoint®**, подходящих для выбранной коляски или кресла! Инструкции для выбранного продукта доступны на сайте ru.akces-med.com.

